

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd117/C-Kit Humain Conjugué À La Pe Pour Cytométrie En Flux - P10721

Numéro d'article: CM0010377



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE dirigé contre le CD117/c-Kit humain, validé pour la cytométrie en flux. Permet la détection du récepteur du SCF dans les recherches sur l'hématopoïèse, les mastocytes et l'oncologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-CD117/c-Kit humain conjugué à la PE
Remarques/Alias	PBT ; SCFR ; C-Kit ; CD117 ; MASTC
Espèce	Homme
GeneID	3815
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 26 à 520 du CD117/c-Kit humain (NP_000213.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Homme
SWISS	P10721
Poids moléculaire de la protéine	110 kDa
Expédition	Sac de glace