

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd11A Humain Conjugué À La Pe Pour Cytométrie En Flux - P20701

Numéro d'article: CM0009568



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE ciblant CD11a humain (ITGAL, LFA-1) pour la cytométrie en flux (FC). Validé sur des échantillons humains, avec des poids moléculaires de 118 à 134 kDa. Permet d'étudier l'adhésion des cellules immunitaires et la migration des leucocytes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-CD11a humain conjugué à la PE
Remarques/Alias	CD11A ; LFA-1 ; LFA1A
Espèce	Humain
GeneID (humain)	3683
GeneID	3683
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 26 à 340 de CD11a humain (NP_002200.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P20701
Poids de la protéine	118 kDa / 129 kDa / 134 kDa
Expédition	Sac de glace