


Ac Mac Pe Lapin Anti-Humain Cd123 - P26951

Numéro d'article: CM0004072



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE ciblant le CD123 humain (récepteur alpha de l'IL-3). Validé pour la cytométrie en flux, cet anticorps détecte le CD123 natif sur les cellules hématopoïétiques, soutenant la recherche en immunophénotypage et le diagnostic des leucémies.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac mAc PE Lapin anti-Humain CD123
Remarques/Alias	IL3R; CD123; IL3RX; IL3RY; IL3RAY; hIL-3Ra; IL-3R-alpha
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3563
GeneID	3563
Immunogène	Protéine recombinante : Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-378 du CD123 humain (NP_002174.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P26951
Poids moléculaire	43 kDa
Expédition	Sac de glace