

Anticorps Monoclonal Pe Lapin Anti-Humain Cd124/IL-4Rα Pour Cytométrie En Flux - P24394

Numéro d'article: CM0006254



Introduction

Cet anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE reconnaît le CD124 (IL-4Rα) humain et est validé pour la cytométrie en flux. Il est adapté aux études sur la différenciation Th2, la production d'IgE et les réponses inflammatoires allergiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	PE Rabbit anti-Human CD124/IL-4Rα mAb
Remarques / Alias	CD124; IL4RA; IL-4RA
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3566
GeneID	3566
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 24-232 de la protéine humaine CD124/IL-4Rα (NP_000409.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P24394
Poids de la protéine	26kDa/88kDa/90kDa
Livraison	Sachet de glace