

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Humain Cd131/Csf2Rb Conjugué À La Pe Pour La Cytométrie En Flux - P32927

Numéro d'article: CM0007803



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE contre le CD131 humain (CSF2RB), validé pour la cytométrie en flux. Cible la sous-unité bêta commune des récepteurs de l'IL-3, de l'IL-5 et du GM-CSF. Convient pour la recherche sur les cellules hématopoïétiques et immunitaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-humain CD131 conjugué à la PE
Remarques/Alias	CD131 ; IL3RB ; IL5RB ; SMDP5 ; CDw131 ; betaGMR
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	1439
Identifiant du gène	1439
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 17-443 du CD131 humain (NP_000386.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF (Cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P32927
Poids moléculaire de la protéine	97 kDa
Expédition	Sac de glace