

Anticorps Monoclonal Pe Lapin Anti-Humain Cd13/Anpep Pour Cytométrie En Flux - P15144

Numéro d'article: CM0005006



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE dirigé contre la protéine humaine CD13/ANPEP (aminopeptidase N). Validé pour la cytométrie en flux. Adapté pour la recherche en immunologie, oncologie et maladies infectieuses.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb PE lapin anti-humain CD13/ANPEP
Remarques / Alias	APN; AP-M; AP-N; CD13; LAP1; P150; PEPN; hAPN; GP150
Espèce	Humain
Identifiant du gène (humain)	290
Identifiant du gène	290
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 69 à 967 de la protéine humaine CD13/ANPEP (NP_001141.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P15144
Poids de la protéine	110kDa
Expédition	Sac de glace