


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Humain Cd140B/Pdgfrβ Conjugué Au Pe Pour La Cytométrie En Flux - P09619

Numéro d'article: CM0010135



Introduction

Cet anticorps monoclonal de lapin conjugué au PE cible le CD140b/PDGFRβ humain (PDGFRB) et est validé pour la cytométrie en flux directe. Il convient à l'étude de la signalisation des récepteurs dans l'angiogenèse, la biologie du cancer et le développement vasculaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-humain CD140b/PDGFRβ conjugué au PE
Remarques/Alias	PDGFRB ; CD140B ; IBGC4 ; IMF1 ; JTK12 ; KOGS ; PDGFR ; PDGFR-1 ; PDGFR1 ; PENTT ; récepteur bêta du facteur de croissance dérivé des plaquettes
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	5159
Immunogène	Protéine de fusion recombinante correspondant aux acides aminés 33-530 du CD140b/PDGFRB humain (NP_002600.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P09619
Poids moléculaire de la protéine	37 kDa / 123 kDa
Expédition	Sac de glace