


Mab Pe De Lapin Anti-Homme Cd141/Thrombomoduline - P07204

Numéro d'article: CM0010804



Introduction

Un anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE ciblant le CD141/Thrombomoduline humaine, validé pour la cytométrie en flux. Immunogène recombinant (aa 19-515). Adapté aux études de profilage des cellules endothéliales, de la coagulation et des cellules dendritiques (BDCA-3).

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb PE de Lapin anti-Homme CD141/Thrombomoduline
Remarques / Alias	TM; THRM; AHUS6; BDCA3; CD141; BDCA-3; THPH12
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7056
GeneID	7056
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 19-515 de la CD141/Thrombomoduline humaine (NP_000352.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P07204
Poids de la protéine	60kDa
Expédition	Sac de glace