

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd146 Humain Conjugué À La Pe Pour Cytométrie En Flux - P43121

Numéro d'article: CM0009402



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE ciblant le CD146 humain (MCAM/MUC18). Conçu pour la cytométrie en flux, il réagit avec les échantillons humains. Idéal pour l'étude de l'adhésion cellulaire, de la biologie endothéliale et des métastases du mélanome.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac anti-CD146 humain de lapin conjugué à la PE
Remarques/Alias	MCAM ; CD146 ; MUC18 ; glycoprotéine de surface cellulaire MUC18
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	4162
GeneID	4162
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 24-559 du CD146 humain (NP_006491.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P43121
Poids de la protéine	57 kDa/71 kDa
Expédition	Sac réfrigérant