

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Humain Cd152/Ctla-4 Conjugué À La Pe Pour Cytométrie En Flux Intracellulaire - P16410

Numéro d'article: CM0005271



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE dirigé contre le CD152/CTLA-4 humain, un récepteur inhibiteur des cellules T. Conçu pour les applications de cytométrie en flux (FC) intracellulaire. Réagit spécifiquement avec le CD152/CTLA-4 humain.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PE Lapin anti-Humain CD152/CTLA-4 mAb
Remarques/Alias	CD; GSE; GRD4; ALPS5; CD152; CTLA-4; IDDM12; CELIAC3
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	1493
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 37-162 du CD152/CTLA-4 humain (NP_005205.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (intra)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P16410
Poids moléculaire	6kDa/8kDa/19kDa/24kDa
Expédition	Sac de glace