

Ac M Anti-Cd153 Humain Conjugué Pe Lapin - P32971

Numéro d'article: CM0005932

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué au PE ciblant le CD153 humain (ligand du CD30), validé pour la cytométrie en flux. Convient pour la recherche sur la prolifération des lymphocytes T et les lymphomes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac m anti-CD153 Humain conjugué PE Lapin
Remarques/Alias	CD153 ; CD30L ; CD30LG ; TNLG3A
Espèce	Humain
GenelD (humain)	944
GenelD	944
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 63-234 du CD153 humain (NP_001235.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P32971
Poids protéique	26 kDa
Expédition	Sac de glace