


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd156C/Adam10 Humain Conjugué À La Pe Pour Cytométrie En Flux - O14672

Numéro d'article: CM0011676



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE ciblant l'ADAM10 humain (CD156c), validé pour la cytométrie en flux. L'ADAM10 est une métalloprotéase transmembranaire impliquée dans la libération des ectodomains de protéines telles que le TNF, l'APP et Notch, et joue un rôle dans l'inflammation, la neurodégénérescence et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-CD156c/ADAM10 humain conjugué à la PE
Remarques/Alias	RAK ; kuz ; AD10 ; AD18 ; MADM ; CD156c ; CDw156 ; HsT18717
Espèce	Humaine
GenelD (humain)	102
GenelD	102
Immunogène	Protéine recombinante correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 214 et 672 de l'ADAM10 humain (NP_001101.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	O14672
Poids de la protéine	84 kDa
Expédition	Sac de glace