

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Humain Cd158A/Kir2DL1 Conjugué Au Pe Pour La Cytométrie En Flux - P43626

Numéro d'article: CM0009690



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué au PE ciblant le CD158a/KIR2DL1 humain (récepteur inhibiteur des cellules NK). Validé pour la cytométrie en flux (FC), présente une réactivité croisée avec l'humain. Convient pour la recherche en immunologie des cellules NK.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-humain CD158a/KIR2DL1 conjugué au PE
Remarques/Alias	NKAT ; NKAT1 ; p58.1 ; CD158A ; KIR221 ; NKAT-1 ; KIR-K64 ; KIR2DL3
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	3802
Identifiant du gène	3802
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-245 du CD158a/KIR2DL1 humain (NP_055033.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P43626
Poids moléculaire protéique	39 kDa
Expédition	Sac de glace