

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd161 Humain Conjugué À La Pe Pour La Cytométrie En Flux - Q12918

Numéro d'article: CM0010731



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE dirigé contre CD161 humain (KLRB1/NKR-P1A) pour la cytométrie en flux. Réagit avec l'humain. Utile pour étudier la fonction du récepteur inhibiteur des cellules NK et réaliser l'immunophénotypage.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-CD161 humain conjugué à la PE
Remarques/Alias	NKR ; CD161 ; CLEC5B ; NKR-P1 ; NKRP1A ; NKR-P1A ; hNKR-P1A
Espèce	Humain
ID du gène	3820
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 67-225 de CD161 humain (NP_002249.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q12918
Poids de la protéine	25 kDa
Expédition	Sac de glace