


Acm De Lapin Anti-Humain Cd163 Couplé Au Pe Pour Cytométrie En Flux - Q86Vb7

Numéro d'article: CM0009156



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la phycoérythrine (PE) dirigé contre le CD163 humain (M130, récepteur éboueur de l'hémoglobine) pour la cytométrie en flux. Validé pour les échantillons humains, cet anticorps est idéal pour les études sur les macrophages et les monocytes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-humain CD163 couplé au PE
Remarques/Alias	M130 ; MM130 ; SCAR11
Espèce	Humain
GeneID (humain)	9332
GeneID	9332
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 42-1045 de l'IL-10RA/CD210 humain (NP_004235.4).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	Cytométrie en flux (FC)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q86VB7
Poids moléculaire protéique	125 kDa
Expédition	Sac de glace