

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd167A/Ddr1 Humain Conjugué À La Pe Pour Fc - Q08345

Numéro d'article: CM0010222



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE dirigé contre le CD167a/DDR1 humain, validé pour la cytométrie en flux (FC). Récepteur 1 du domaine de discodine épithélial, une tyrosine kinase activée par le collagène, impliquée dans l'invasion des cellules cancéreuses et le remodelage tissulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PE Lapin anti-Human CD167a/DDR1 mAb
Remarques/Alias	CAK; DDR; NEP; HGK2; PTK3; RTK6; TRKE; CD167; EDDR1; MCK10; NTRK4; PTK3A
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	780
GeneID	780
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 21-416 du CD167a/DDR1 humain (NP_054699.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q08345
Poids de la protéine	101kDa
Expédition	Sac de glace