


Ac Anti-Cd170/Siglec-5 Humain De Lapin Conjugué À La Pe - O15389

Numéro d'article: CM0011982



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE ciblant le CD170/Siglec-5 humain, une lectine de liaison à l'acide sialique exprimée sur les cellules myéloïdes. Validé pour la cytométrie en flux, il convient aux recherches en immunologie et sur l'inflammation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac anti-CD170/Siglec-5 humain de lapin conjugué à la PE
Remarques/Alias	CD170, OBBP2, CD33L2, OB-BP2, SIGLEC-5
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	8778
GeneID	8778
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	O15389
Poids de la protéine	61 kDa
Expédition	Sac de glace