


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd172A/Sirpα Humain Conjugué À La Pe Pour La Cytométrie En Flux - P78324

Numéro d'article: CM0011184



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE ciblant le CD172a/SIRPα humain (P78324), validé pour la cytométrie en flux. Convient à l'étude des mécanismes de phagocytose, de régulation immunitaire et de signalisation synaptique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac monoclonal de lapin anti-CD172a/SIRPα humain conjugué à la PE
Remarques/Alias	BIT ; MFR ; P84 ; SIRP ; MYD-1 ; SHPS1 ; CD172A ; PTPNS1
Espèce	Homme
GeneID (humain)	140885
GeneID	140885
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 31-370 du CD172a/SIRPα humain (NP_542970.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Homme
SWISS	P78324
Poids moléculaire de la protéine	55 kDa
Expédition	Sac réfrigérant