

Anticorps Monoclonal Pe Lapin Anti-Humain Cd177 Pour Fc - Q8N6Q3

Numéro d'article: CM0005371

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE dirigé contre la protéine humaine CD177 (NB1/PRV-1) pour cytométrie en flux. Conçu pour détecter CD177 sur les sous-ensembles de neutrophiles ; réagit de manière croisée avec l'humain. Adapté pour l'immunophénotypage et les applications de recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PE Rabbit anti-Human CD177 mAb
Remarques / Alias	NB1 ; PRV1 ; HNA2A ; PRV-1 ; HNA-2a ; NB1 GP
Espèce	Humain
GeneID (humain)	57126
GeneID	57126
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22 à 407 de CD177 humain (NP_065139.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q8N6Q3
Poids protéique	15 kDa / 27 kDa / 46 kDa
Expédition	Sachet de glace