

Anticorps Monoclonaux De Lapin Anti-Humain Cd185/Cxcr5 Conjugués Pe Pour Cytométrie En Flux - P32302

Numéro d'article: CM0008972

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE dirigé contre le CD185/CXCR5 (BLR1) humain, validé pour la cytométrie en flux. Cible le récepteur chimioattractant des lymphocytes B impliqué dans la migration des lymphocytes B et le lymphome de Burkitt. Swiss-Prot: P32302.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Anticorps Monoclonaux de Lapin Anti-Humain CD185/CXCR5 Conjugués PE
Remarques/Alias	BLR1; CD185; MDR15
Espèce	Humain
GenID (Humain)	643
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-47aa du CD185/CXCR5 humain (NP_033981.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P32302
Poids Protéique	36kDa/42kDa
Expédition	Sac de glace