

Ac Mac Lapin Anti-Humain Cd196/Ccr6 Conjugué Pe - P51684

Numéro d'article: CM0008241



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE dirigé contre le CCR6/CD196 humain. Validé pour la cytométrie en flux. Cible un RCPG crucial pour la chimiotaxie des cellules dendritiques, des cellules T et des cellules B, ainsi que pour l'immunité muqueuse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PE Lapin anti-Humain CD196/CCR6 mAb
Remarques/Alias	BN-1; DCR2; DRY6; CCR-6; CD196; CKRL3; GPR29; CKR-L3; CMKBR6; GPRCY4; STRL22; CC-CKR-6; C-C CKR-6
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1235
GeneID	1235
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P51684
Poids de la protéine	42kDa
Expédition	Sac de glace