


## Anticorps Monoclonal Pe Lapin Anti-Humain Cd197/Ccr7 Pour Cytométrie En Flux - P32248

Numéro d'article: CM0012539



### Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE dirigé contre CD197/CCR7 (BLR2, EBI1) humain pour cytométrie en flux. Adapté à l'étude du trafic lymphocytaire, de l'homing et de l'expression du récepteur induite par le virus d'Epstein-Barr. UniProt P32248.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                           |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | PE Lapin anti-humain CD197/CCR7 mAb                                                                                              |
| Remarques/Alias      | BLR2; EBI1; CCR-7; CD197; CDw197; CMKBR7; CC-CCR-7                                                                               |
| Espèce               | Humain                                                                                                                           |
| GeneID (Humain)      | 1236                                                                                                                             |
| GeneID               | 1236                                                                                                                             |
| Immunogène           | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 25-59 de CD197/CCR7 humain (NP_001829.1). |
| Source               | Lapin                                                                                                                            |
| Catégorie            | Anticorps monoclonaux                                                                                                            |
| Application          | FC                                                                                                                               |
| Réactivité croisée   | Humain                                                                                                                           |
| SWISS                | P32248                                                                                                                           |
| Poids de la protéine | 43kDa                                                                                                                            |
| Expédition           | Sachet de glace                                                                                                                  |