


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd1B Humain Conjugué À La Pe Pour Cytométrie En Flux - P29016

Numéro d'article: CM0012083



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant le CD1b humain (SWISS : P29016), conjugué à la PE et validé pour la cytométrie en flux, idéal pour les études sur la présentation des antigènes lipidiques et l'immunité des lymphocytes T.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-CD1B humain conjugué à la PE
Remarques/Alias	R1 ; CD1 ; CD1A
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	910
GeneID	910
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 18 à 303 du CD1B humain (NP_001755.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P29016
Poids de la protéine	37 kDa/30 kDa
Expédition	Sac de glace