


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Humain Cd1C Conjugué Pe Pour Cytométrie En Flux - P29017

Numéro d'article: CM0008126



Introduction

Anticorps monoclonal lapin conjugué à la PE ciblant le CD1c humain (R7, BDCA1), une molécule de présentation d'antigènes lipidiques. Validé pour la cytométrie en flux, cet anticorps de 38 kDa est idéal pour les études sur l'immunité adaptative et la présentation des glycolipides.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	PE Lapin anti-Humain CD1c mAb
Remarques/Alias	R7; CD1; CD1A; BDCA1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	911
GeneID	911
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 19-298 du CD1c humain (NP_001756.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P29017
Poids Protéique	38kDa
Expédition	Sac de glace