


Anticorps Monoclonal Pe Lapin Anti-Cd2 Humain Pour Cytométrie En Flux - P06729

Numéro d'article: CM0011736



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE ciblant le CD2 humain (T11, LFA-2, SRBC), spécifiquement conçu pour la cytométrie en flux. Idéal pour l'identification des lymphocytes T et des cellules NK dans la recherche immunologique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb PE lapin anti-CD2 humain
Remarques / Alias	T11 ; SRBC ; LFA-2
Espèce cible	Humain
GeneID (Humain)	914
GeneID	914
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 25-209 du CD2 humain (NP_001758.2).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P06729
Poids de la protéine	39 kDa
Expédition	Sac de glace