


Anticorps Monoclonal Pe Lapin Anti-Humain Cd200R Pour Cytométrie En Flux - Q8Td46

Numéro d'article: CM0008739



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué au PE dirigé contre le CD200R humain (récepteur OX2) validé pour la cytométrie en flux. Idéal pour l'immunophénotypage et l'exploration des voies de points de contrôle immunitaires dans la recherche sur l'inflammation et l'oncologie. Masse moléculaire : 37 kDa ; réactivité espèce : humaine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb PE lapin anti-humain CD200R
Remarques / Alias	OX2R; MOX2R; CD200R; HCRTR2
Espèce	Humaine
Identifiant gène (Humain)	131450
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 29-240 de la CD200R humaine (NP_740750.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (Cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	Q8TD46
Masse de la protéine	37 kDa
Expédition	Sac de glace