


Anticorps Monoclonal De Lapin Pe Anti-Cd205/Dec-205 Humain Pour Cytométrie En Flux - O60449

Numéro d'article: CM0010928



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE ciblant CD205/DEC-205 (LY75) humain pour la cytométrie en flux. Détecte le récepteur endocyttaire présent sur les cellules dendritiques et les lymphocytes B. Haute spécificité, validé sur des échantillons humains.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin PE anti-CD205/DEC-205 humain
Remarques/Alias	CD205 ; LY-75 ; CLEC13B ; DEC-205 ; GP200-MR6
Espèce	Humain
GenelD (humain)	4065
GenelD	4065
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 216 à 501 de CD205/DEC-205 humain (NP_002340.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	Cytométrie en flux
Réactivité croisée	Humain
SWISS	O60449
Poids moléculaire	198 kDa
Expédition	Sac de glace