

Ac Mab Pe Lapin Anti-Humain Cd207/Langerine Pour Cf - Q9Uj71

Numéro d'article: CM0005359



Introduction

Anticorps monoclonal lapin conjugué à la PE ciblant le CD207/Langerine humain pour la cytométrie en flux. Spécifique pour l'humain, idéal pour l'étude de la biologie des cellules de Langerhans et des mécanismes de présentation antigénique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac mAb PE lapin anti-humain CD207/Langerine
Remarques / Alias	CLEC4K
Espèce cible	Humain
GeneID	50489
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 65-328 de la Langerine/CD207 humaine (NP_056532.4)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF (Cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9UJ71
Poids de la protéine	37 kDa
Expédition	Sac de glace