


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Humain Cd213A1/IL-13R α 1 Conjugué Au Pe Pour La Cytométrie En Flux - P78552

Numéro d'article: CM0009987



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué au PE ciblant le CD213a1/IL-13R α 1 humain (CT19) pour la cytométrie en flux. Réagit avec l'humain. 49 kDa. Idéal pour étudier la signalisation de l'interleukine-13 dans les cellules immunitaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-humain CD213a1/IL-13R α 1 conjugué au PE
Remarques/Alias	NR4 ; CT19 ; CD213A1 ; IL-13Ra
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3597
Immunogène	Protéine recombinante : protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 29-343 du CD213a1/IL-13R α 1 humain (NP_001551.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P78552
Poids moléculaire de la protéine	49 kDa
Expédition	Sac de glace