

Anticorps Monoclonal Pe Lapin Anti-Humain Cd220 Pour Cytométrie En Flux - P06213

Numéro d'article: CM0008234



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE dirigé contre le CD220 humain (récepteur de l'insuline) pour cytométrie en flux. Reconnaît le CD220 humain d'un poids moléculaire de 156 kDa. Validé pour la recherche par FC.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb PE lapin anti-humain CD220
Remarques / Alias	HHF5; CD220
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3643
GeneID	3643
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 28-944 de CD220 humain (NP_000199.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P06213
Poids de la protéine	156 kDa
Expédition	Sachet de glace