

Anticorps Monoclonal PE De Lapin Anti-Humain Cd221A/Igf-1Rα - P08069

Numéro d'article: CM0011157



Introduction

Anticorps monoclonal PE de lapin anti-humain CD221/IGF-1R validé pour la cytométrie en flux. Convient à la détection de l'expression d'IGF-1R dans les cellules humaines et contribue aux recherches sur le cancer et la signalisation cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal PE de lapin anti-humain CD221α/IGF-1Rα
Remarques/Alias	IGFR ; CD221 ; IGFR ; JTK13
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	3480
GeneID	3480
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 31 à 932 de la sous-unité α de CD221/IGF-1R humain (NP_000866.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P08069
Poids moléculaire	155 kDa
Expédition	Sac de glace