


Anticorps Monoclonal Pe Lapin Anti-Humain Cd226/Dnam-1 Pour Fc - Q15762

Numéro d'article: CM0009341



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-humain CD226 (DNAM-1) conjugué à la PE pour cytométrie en flux. Cet anticorps cible CD226, un récepteur costimulateur sur les cellules T et NK qui augmente la cytotoxicité contre les tumeurs et les cellules infectées après liaison à PVR/CD155 et Nectin2/CD112. Idéal pour le profilage des cellules immunitaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PE Lapin anti-humain CD226/DNAM-1 mAb
Remarques / Alias	PTA1; DNAM1; DNAM-1; TLISA1
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	10666
GenelD	10666
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 19-247 de CD226/DNAM-1 humain (NP_006557.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q15762
Poids de la protéine	39 kDa
Expédition	Sac de glace