

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Humain Cd23 Conjugué À La Pe Pour Fc - P06734

Numéro d'article: CM0010129



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE ciblant le CD23 humain (FcεRII) pour la cytométrie en flux. Détecte le récepteur de faible affinité pour l'IgE impliqué dans la régulation des cellules B, avec réactivité croisée pour l'humain et un poids moléculaire de 36 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PE Lapin anti-Humain CD23 mAb
Remarques/Alias	CD23; FCE2; CD23A; IGEBF; CLEC4J; FcεRII; BLAST-2
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	2208
ID de gène	2208
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 48-321 du CD23 humain (NP_001993.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P06734
Poids de la protéine	36kDa
Expédition	Sac de glace