


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Humain Cd235A/Glycophorine A Conjugué Pe Pour Fc - P02724

Numéro d'article: CM0009188



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué au PE ciblant la CD235a/Glycophorine A humaine, validé pour la cytométrie en flux. Idéal pour les études de membrane érythrocytaire, la recherche sur les groupes sanguins MN et l'analyse des récepteurs des maladies infectieuses.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-humain CD235a/Glycophorine A conjugué PE
Remarques/Alias	MN ; GPA ; MNS ; GPSAT ; PAS-2 ; CD235a ; GPÉrik ; HGPmIV ; HGPmIXI ; HGPSta(C)
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2993
GeneID	2993
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-91 de la CD235a humaine (NP_002090.4)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P02724
Poids protéique	13kDa/16kDa
Expédition	Sac de glace