

Anticorps Monoclonaux De Lapin Anti-Humain Cd24 Conjugués À La Pe Pour Cytométrie En Flux - P25063

Numéro d'article: CM0004190

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE ciblant le CD24 humain, adapté pour la cytométrie en flux. Le CD24 est une glycoprotéine ancrée au GPI impliquée dans la différenciation cellulaire et la modulation immunitaire. Réactivité croisée validée avec l'humain ; idéale pour les études sur les cellules B.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	PE Lapin anti-Humain CD24 mAb
Remarques/Alias	CD24A; CD24
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	100133941
GenelD	100133941
Immunogène	Peptide synthétique : Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-80 du CD24 humain (NP_037362.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P25063
Poids Protéique	8kDa; 13kDa
Expédition	Sac de glace