

Anticorps Monoclonal Pe Lapin Anti-Humain Cd244/2B4 Pour Cytométrie En Flux - Q9Bzw8

Numéro d'article: CM0008626

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE ciblant CD244/2B4 (SLAMF4) humain pour des applications de cytométrie en flux. Il reconnaît CD244 humain, un récepteur clé des cellules NK, adapté au profilage des cellules immunitaires et aux études d'activation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb PE lapin anti-humain CD244/2B4
Remarques/Alias	CD244; 2B4; NAIL; NKR2B4; Nmrk; SLAMF4; molécule CD244
Espèce	Humain
GeneID (humain)	51744
GeneID	51744
Immunogène	Protéine recombinante correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 22 et 221 de CD244/2B4 humain (NP_001160135.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (Cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9BZW8
Poids de la protéine	30kDa/36kDa/41kDa
Expédition	Sac de glace