

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Humain Cd261/Trail-R1 Conjugué À La Pe Pour Fc - O00220

Numéro d'article: CM0010458



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE ciblant le CD261/TRAIL-R1 (DR4) humain. Idéal pour les études de cytométrie en flux sur l'apoptose induite par TRAIL et la signalisation des récepteurs de mort. Haute spécificité, validé pour FC.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Description
Nom du produit	PE Lapin anti-Humain CD261/TRAIL-R1 mAb
Remarques/Alias	TNFRSF10A; APO2; CD261; DR4; TRAILR-1; TRAILR1; membre 10a du superfamily du récepteur TNF
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	8797
ID de gène	8797
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 124-232 du CD261/TRAIL-R1 humain (NP_003835.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	O00220
Poids de la protéine	50kDa
Expédition	Sac de glace