


Anticorps Monoclonal De Lapin Pe Anti-Humain Cd262/Dr5/Trailr2 Pour Cytométrie En Flux - O14763

Numéro d'article: CM0010188



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué au PE ciblant CD262/DR5/TRAILR2 humain, optimisé pour la cytométrie en flux. Détecte le récepteur de TRAIL dans les échantillons humains. Idéal pour les applications de recherche sur l'apoptose et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin PE anti-humain CD262/DR5/TRAILR2
Remarques/Alias	DR5 ; CD262 ; KILLER ; TRICK2 ; TRICKB ; ZTNFR9 ; TRAILR2 ; TRICK2A ; TRICK2B ; TRAIL-R2 ; KILLER/DR5
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	8795
GeneID	8795
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 56-182 de CD262/DR5/TRAILR2 humain (NP_003833.4)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	O14763
Poids de la protéine	48 kDa
Expédition	Sac réfrigérant