

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd263/Trail-R3 Humain Conjugué À La Pe Pour Fc - O14798

Numéro d'article: CM0004557

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE ciblant le CD263/TRAIL-R3 humain (récepteur leurre 1). Conçu pour la cytométrie en flux (FC) afin de détecter TRAIL-R3 à la surface des cellules. Facilite la recherche sur l'apoptose et le cancer. - O14798

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PE Lapin anti-Humain CD263/TRAIL-R3 mAb
Remarques/Alias	LIT; DCR1; TRID; CD263; TRAILR3; TRAIL-R3; DCR1-TNFR
Espèce	Humain
GeneID (humain)	8794
GeneID	8794
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 26-235 du CD263/TRAIL-R3 humain (NP_003832.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	O14798
Poids moléculaire	27kDa
Expédition	Sac de glace