

Anticorps Monoclonaux De Lapin Anti-Humain Cd270/Hvem Conjugués À La Pe Pour Fc - Q92956

Numéro d'article: CM0011683



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE dirigé contre le CD270/HVEM (TNFRSF14) humain, validé pour la cytométrie en flux. Convient pour l'analyse de la costimulation des cellules T, de la signalisation des points de contrôle immunitaires et de l'entrée des herpèsvirus dans des échantillons humains.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PE Lapin anti-Humain CD270/HVEM mAb
Remarques/Alias	TNFRSF14; ATAR; CD270; HVEA; HVEM; LIGHTR; TR2; membre 14 de la superfamille des récepteurs du TNF
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	8764
ID de gène	8764
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 39-162 du CD270/HVEM humain (NP_003811.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q92956
Poids de la protéine	21kDa/30kDa
Expédition	Sac de glace