

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Humain Cd275/B7-H2/Icosl Conjugué Au Pe Pour La Cytométrie En Flux (Fc) - O75144

Numéro d'article: CM0005824



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué au PE contre le CD275/B7-H2/ICOSL humain, spécifiquement conçu pour la cytométrie en flux (FC). Idéal pour étudier la costimulation des lymphocytes T, l'activation des lymphocytes B et la transmigration des neutrophiles dans la recherche immunologique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-humain CD275/B7-H2/ICOSL conjugué au PE
Remarques/Alias	B7h ; B7H2 ; GL50 ; B7-H2 ; B7RP1 ; CD275 ; ICOSL ; LICOS ; B7RP-1 ; ICOS-L
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	23308
Identifiant du gène	23308
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 19-256 du CD275/B7-H2/ICOSL humain (NP_056074.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (Cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	O75144
Poids moléculaire de la protéine	20 kDa / 33 kDa / 34 kDa
Expédition	Sac de glace