


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd28 Humain Conjugué À La Pe Pour La Cytométrie En Flux - P10747

Numéro d'article: CM0007950



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE ciblant le CD28 humain (Tp44), un récepteur costimulateur clé des lymphocytes T. Convient pour les applications de cytométrie en flux sur des échantillons humains pour étudier l'activation, la prolifération et la production de cytokines des lymphocytes T.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-CD28 humain conjugué à la PE
Remarques/Alias	Tp44
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	940
Identifiant du gène	940
Immunogène	Protéine recombinante de CD28 humain pleine longueur (P10747).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P10747
Poids moléculaire de la protéine	25 kDa
Expédition	Sac de glace