

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Humain Cd282/Tlr2 Conjugué À La Pe Pour Cytométrie En Flux - O60603

Numéro d'article: CM0008074



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE ciblant le TLR2/CD282 humain pour la cytométrie en flux (FC). Validé pour la réactivité croisée humaine, idéal pour la recherche sur l'immunité innée et les maladies infectieuses.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PE Lapin anti-Humain CD282/TLR2 mAb
Remarques/Alias	TIL4; CD282
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7097
GeneID	7097
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 290-390 du TLR2 humain (NP_003255.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	O60603
Poids de la protéine	90kDa
Expédition	Sac de glace