


Anticorps Monoclonal Pe De Lapin Anti-Humain Cd30 Pour Fc - P28908

Numéro d'article: CM0009266



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué au PE dirigé contre le CD30 humain, conçu pour la cytométrie en flux (FC). Il détecte le CD30 dans les échantillons humains ; le CD30 est un récepteur impliqué dans la régulation de la croissance cellulaire et la signalisation de NF-kappa-B. Idéal pour la recherche en immunologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Description
Nom du produit	mAb PE de lapin anti-humain CD30
Remarques / Alias	CD30; Ki-1; D1S166E
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	943
GenelD	943
Immunogène	Protéine recombinante ; protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 19-379 du CD30 humain (NP_001234.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P28908
Poids de la protéine	14kDa/50kDa/63kDa
Expédition	Sac de glace