


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd300 A/C Humain Conjugué À La Pe Pour La Cytométrie En Flux - Q9Ugn4 / Q08708

Numéro d'article: CM0012054



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE ciblant CD300a/c humain (IRC1/IRC2, CLM-8) pour la cytométrie en flux. Réactivité croisée avec l'humain validée. Convient à l'immunophénotypage et aux études fonctionnelles des cellules immunitaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-CD300 a/c humain conjugué à la PE
Remarques/alias	IRC1 ; IRC2 ; CLM-8 ; IRp60 ; IGSF12 ; CMRF35H ; CMRF-35H ; CMRF35-H ; CMRF35H9 ; CMRF35-H9 ; IRC1/IRC2 ; CMRF-35-H9
Espèce	Humain
GenelD (humain)	11314/10871
GenelD	11314/10871
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 18-178 de CD300a humain (NP_009192.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9UGN4/Q08708
Poids moléculaire	33 kDa
Expédition	Sac réfrigérant