


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd301/Clec10A Humain Marqué Pe Pour Cytométrie En Flux - Q8Iun9

Numéro d'article: CM0011591



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin marqué PE ciblant CD301/CLEC10A humain, un récepteur de type lectine C, destiné à la cytométrie en flux. Validé sur des échantillons humains, il permet la détection des cellules myéloïdes et le profilage immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac monoclonal de lapin anti-CD301/CLEC10A humain marqué PE
Remarques/Alias	HML ; MGL ; HML2 ; CD301 ; CLECSF13 ; CLECSF14
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	10462
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 61-316 de CD301/CLEC10A humain (NP_878910.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	Cytométrie en flux
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	Q8IUN9
Poids de la protéine	28 kDa/32 kDa/35 kDa
Expédition	Poche de glace