

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Humain Cd303/Bdca-2 Conjugué Au Pe Pour Fc - Q8Wtt0

Numéro d'article: CM0011006



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué au PE ciblant le CD303/BDCA-2 humain (CLEC4C), validé pour la cytométrie en flux. Cet anticorps reconnaît un récepteur de type lectine C sur les cellules dendritiques plasmacytoïdes impliqué dans la capture d'antigènes et la régulation de l'interféron.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-humain CD303/BDCA-2 conjugué au PE
Remarques/Alias	DLEC ; HECL ; BDCA2 ; CD303 ; BDCA-2 ; CLECSF7 ; CLECSF11 ; PRO34150
Espèce	Humain
GeneID (humain)	170482
GeneID	170482
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 45-213 du CD303/BDCA-2 humain (NP_569708.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q8WTT0
Poids protéique	21kDa/25kDa
Expédition	Sac de glace