


Acm De Lapin Anti-Cd32 Humain Conjugué À La Pe - P12318

Numéro d'article: CM0011272



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-CD32 humain conjugué à la PE pour la cytométrie en flux (FC). Reconnaît le récepteur Fc des IgG de faible affinité FCGR2A (CD32A, FcγRIIa) sur les cellules myéloïdes. Convient aux échantillons humains.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-CD32 humain conjugué à la PE
Remarques/Alias	CD32; FCG2; FcGR; CD32A; CDw32; FCGR2; IGFR2; FCGR2A1; FcγRIIa
Espèce	Humain
GeneID (humain)	2212
GeneID	2212
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 36 à 218 de CD32 humain (NP_001129691.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P12318
Poids de la protéine	35 kDa
Expédition	Sac de glace