

Anticorps Monoclonal Pe Lapin Anti-Humain Cd33 Pour Fc - P20138

Numéro d'article: CM0009428



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE ciblant le CD33 humain (Siglec-3) pour la cytométrie en flux. Réagit avec les cellules humaines de lignée monocyttaire et myéloïde. Idéal pour la recherche en immunologie et immuno-oncologie. – P20138

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb PE lapin anti-humain CD33
Remarques / Alias	p67 ; SIGLEC3 ; SIGLEC-3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	945
GeneID	945
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 18-259 du CD33 humain (NP_001763.3)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P20138
Poids de la protéine	40kDa
Expédition	Sac de glace