

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd335/Nkp46 Humain Conjugué À La Pe Pour Fc - O76036

Numéro d'article: CM0010251



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE ciblant le CD335/NKp46 humain (récepteur 1 déclencheur de la cytotoxicité naturelle). Validé pour la cytométrie en flux, idéal pour le phénotypage des cellules NK, les études d'activation et la recherche en immunologie tumorale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-CD335/NKp46 humain conjugué à la PE
Remarques/Alias	LY94 ; CD335 ; NKp46 ; NK-p46
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	9437
ID du gène	9437
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	Cytométrie en flux (FC)
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	O76036
Poids moléculaire	21 kDa/22 kDa/23 kDa/32 kDa/34 kDa
Expédition	Sac réfrigérant